

NOTA TÉCNICA nº 001/2010

Ementa: *Orientação para solicitação e envio de exames de sorologia para Toxoplasmose no LACEN/PR*

Visando orientar as Regionais de Saúde e outros locais que enviam amostras para o LACEN/PR, e tendo em vista o seu papel como laboratório de referência em saúde pública, informamos os procedimentos a serem adotados:

1. A solicitação e o envio de sorologia para Toxoplasmose deverá seguir os seguintes critérios:

- Em casos com suspeita clínica de doença aguda (sinais e sintomas compatíveis);
- Na confirmação de casos suspeitos (com sorologia IgM reagente ou indeterminada), inclusive em gestantes, cujas amostras deverão ser acompanhadas dos resultados obtidos no laboratório local.

2. A sorologia para Toxoplasmose no LACEN/PR, será realizada pela metodologia ELFA (Ensaio imunoenzimático acoplado a fluorescência) da seguinte forma:

- Determinação de anticorpos IgM – para todas as amostras.
- Determinação de anticorpos IgG – para amostras de pacientes imunocomprometidos e crianças com idade inferior a 1(um) ano.
- Realização da avidéz de anticorpos IgG – para pacientes com teste de IgM reagente ou indeterminado.
- Preencher corretamente todos os campos do cadastro no GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial), inclusive os dados clínicos dos pacientes.

São José dos Pinhais, 04 de Março de 2010.

Célia Fagundes da Cruz
Chefe da Divisão dos Laboratórios de
Epidemiologia e Controle de Doenças

Juliana Neves Bachim
Bioquímica da Seção de Imunologia

SECRETARIA DA SAÚDE/ISEP

Laboratório Central do Estado

Rua Sebastiana Santana Fraga, 1001 – São José dos Pinhais - Paraná CEP 83060-500
Fone (41) 3299-3200 Fax (41) 3299-3204 e-mail: celiacruz@sesa.pr.gov.br