



NOTA TÉCNICA Nº 001/2011

Ementa: Orientação para envio de amostras, por agrupamento, ao Lacen/PR

Visando orientar as Regionais de Saúde e outros locais que enviam amostras para o Lacen/PR, e tendo em vista o seu papel como laboratório de referência em saúde pública, informamos os procedimentos a serem adotados:

1. Pelos Municípios:

- Preencher corretamente a requisição do GAL – principalmente dados clínicos;
- Cadastrar o paciente uma única vez – UM ÚNICO NÚMERO DE GAL POR PACIENTE, por remessa;
- Imprimir 01 (uma) requisição por paciente;
- Aliquotar a amostra, conforme AGRUPAMENTO abaixo;
- APAC – enviar quando necessário;
- Enviar a requisição original preenchida pelo requisitante.

2. Pelas Regionais de Saúde:

- Encaminhar junto com as amostras e as requisições: o Relatório de Exames Encaminhados.

AGRUPAMENTO - SOROLOGIA		
Tubo único	Febre Amarela	
Tubo único	Raiva – Soro-neutralização	
Tubo único	Dengue – Sorologia	
Tubo único	Isolamento Viral, NS1– Vide Observação	
Tubo único	Febre Maculosa – 1ª amostra – início dos sintomas	
Tubo único	Febre Maculosa – 2ª amostra – após 14 dias do início dos sintomas	
Tubo único	Exantemáticas	Sarampo
		Rubéola
		Parvovírus B19
Tubo único	Citomegalovírus	
Tubo único	Herpes	
Tubo único	Caxumba	
Tubo único	Varicela	
Tubo único	Mononucleose/Epstein Barr	
Tubo único	Leptospirose	
	Hantavírus	
Tubo único	Chagas	
Tubo único	Leishmaniose	

SECRETARIA DA SAÚDE

Laboratório Central do Estado

Rua Sebastiana Santana Fraga, 1001 – São José dos Pinhais - Paraná CEP 83060-500
Fone (41) 3299-3200 Fax (41) 3299-3204 e-mail: diretorialacen@sesa.pr.gov.br



Tubo único	Toxoplasmose
Tubo único	Cisticercose
Tubo único	Sífilis
Tubo único	HIV
Tubo único	Hepatites (A.,B e C)
Tubo único	HTLV
Tubo único	Doença de Lyme
Tubo único	Esquistossomose
Tubo único	<i>Toxocara canis</i>
Tubo único	Brucelose

Observação: para Dengue – Isolamento Viral – enviar tubo único e na mesma requisição incluir o pedido para Isolamento Viral e NS1.

AGRUPAMENTO - BIOLOGIA MOLECULAR/PCR	
1 microtubo tampa de rosca fornecido pelo Lacen/PR – 1 mL de plasma colhido EDTA	Hepatite C - Qualitativa
2 microtubos tampa de rosca fornecido pelo Lacen/PR – 1 mL de plasma em cada colhido EDTA	Hepatite C - Quantitativa
1 microtubo tampa de rosca fornecido pelo Lacen/PR – 1 mL de plasma colhido EDTA	Hepatite C - Genotipagem
1 microtubo tampa de rosca fornecido pelo Lacen/PR – 1 mL de plasma colhido EDTA	Hepatite B - Quantitativa
2 microtubos tampa de rosca fornecido pelo Lacen/PR – 1,5 mL de plasma em cada colhido EDTA	Carga Viral de HIV
1 tubo coleta à vácuo – sangue total colhido EDTA ou outro material clínico	Herpes simplex virus tipo 1 (HSV-1)
	Varicela zoster (VZV)
	Epstein Barr virus (EBV)
	Citomegalovirus (CMV)
	Herpes Vírus Humano tipo 6 (HHV-6)
	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
<i>Mycobacterium avium</i>	

Célia Fagundes da Cruz
Diretora - LACEN/PR

Elizabeth El Hajjar Droppa
Chefe da Divisão dos Laboratórios
de Epidemiologia e Controle de Doenças

SECRETARIA DA SAÚDE

Laboratório Central do Estado
Rua Sebastiana Santana Fraga, 1001 – São José dos Pinhais - Paraná CEP 83060-500
Fone (41) 3299-3200 Fax (41) 3299-3204 e-mail: diretorialacen@sesa.pr.gov.br