



NOTA TÉCNICA Nº 003/2014

Ementa: *Orientação para utilização e solicitação de Meio de Transporte Viral ao LACEN/PR.*

Visando orientar as Regionais de Saúde e outros locais que solicitam ao LACEN/PR os produtos abaixo relacionados:

- Meio de Transporte Viral para Influenza
- Meio de Transporte Viral para Sarampo e Rubéola

Informamos que o meio foi unificado e deverá ser solicitado como Meio de Transporte Viral – MTV, para as pesquisas acima.

- Armazenar em temperatura de congelamento (- 20°C) até o momento do uso;
- Descongelar para o uso.
- O MTV tem validade de seis (06) meses.* (a partir do lote 05/14)

Os seguintes procedimentos deverão ser seguidos:

- Solicitar quantidades suficientes para três (03) meses;
- Solicitar sempre por fax ou e-mail, contendo: identificação do solicitante, quantidade solicitada de MTV e Swab de Rayon (03 unidades por tubo), justificando o motivo da solicitação.

Encaminhar a solicitação para reposição de estoque para:

- e-mail: lacen.smcr@sesa.pr.gov.br
- Fax (041) 3299-3204.

São José dos Pinhais, 24 de junho de 2014.

Elizabeth El Hajjar Droppa

Chefe da Divisão dos Laboratórios de
Epidemiologia e Controle de Doenças

Nelson Fernando Quallio Marques

Farmacêutico
Seção de Meios de Cultura e Reativos

*Bibliografia Consultada: Manual da OMS para os Procedimentos Diagnósticos de Laboratório para Infecções pelos Vírus do Sarampo e da Rubéola. 2ª Ed. 14 de julho de 2006