

## NOTA TÉCNICA Nº 002/2014

***Ementa:*** *Orientação para solicitação e envio de amostras para Pesquisa do Vírus Chikungunya*

Visando orientar as Regionais de Saúde e outros locais que enviam materiais para o Lacen/PR, e tendo em vista o seu papel como Laboratório de Referência em Saúde Pública, seguem as informações e os procedimentos a serem adotados:

A infecção pelo vírus Chikungunya deve ser considerada em pacientes com:

- Início agudo de febre;
- Poliartralgia;
- Viajantes que voltaram recentemente de áreas com transmissão conhecida do vírus.

Para a solicitação de Pesquisa do Vírus Chikungunya, seguir os procedimentos abaixo:

- Coletar sangue sem anticoagulante;
- Centrifugar e separar, no mínimo, 3,0 mL de soro;
- Congelar imediatamente;
- Cadastrar no GAL como “Arbovírus”;
- Preencher todos os campos, inclusive informar dados clínicos, data de início dos sintomas, data da coleta da amostra e histórico de viagens pertinentes;
- Em “Observação” escrever: “Amostra Suspeita de Chikungunya”;
- Encaminhar Ficha do SINAN;
- Encaminhar para Lacen/PR – Unidade Guatupê, em caixa de isopor com gelo reciclável ou gelo seco a fim de manter a amostra congelada.

### NOTA:

- Se a coleta da amostra ocorrer em até 8 (oito) dias após o início dos sintomas, coletar 01 (uma) amostra;
- Se a coleta da amostra ocorrer com mais de 8 (oito) dias após o início dos sintomas será necessária uma segunda amostra de 2 ou 3 semanas após a primeira coleta.

São José dos Pinhais, 21 de maio de 2014.

Elizabeth El Hajjar Droppa  
Chefe da Divisão dos Laboratórios de  
Epidemiologia e Controle de Doenças  
Lacen/PR

Etienne Wessler Coan  
Farmacêutica da Seção de Virologia  
Lacen/PR

**LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ**  
UNIDADE GUATUPÊ