

NOTA TÉCNICA Nº 01/2017

Ementa: *Orientação para solicitação e envio de amostras para Pesquisa de Sífilis por Sorologia, ao Lacen/PR*

Visando orientar as Regionais de Saúde e outros locais que enviam amostras para o Lacen/PR, informamos os procedimentos a serem adotados:

1. O diagnóstico da Sífilis deverá ser realizado no município utilizando um Teste Treponêmico e um Teste não Treponêmico, conforme Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis, do Ministério da Saúde.

2. Encaminhar amostra para o Lacen/PR somente para diagnósticos não conclusivos entre os dois testes, seguindo o seguinte critério:

- Confirmação do primeiro diagnóstico laboratorial da infecção por *Treponema pallidum*.

Importante:

a) Testes Treponêmicos: Teste Rápido, ELISA, Quimioluminescência e derivações, FTA-Abs. São utilizados somente no primeiro diagnóstico da infecção por *Treponema pallidum*.

b) Testes não Treponêmicos: VDRL e derivações. São utilizados para o diagnóstico da primeira infecção, monitoramento da resposta ao tratamento e no diagnóstico da reinfecção. O monitoramento da resposta ao tratamento deverá ser realizado no município, assim como o diagnóstico da reinfecção.

3. Para o envio da amostra ao Lacen/PR:

- Preencher corretamente todos os campos do cadastro no Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, inclusive os dados clínicos do paciente.

- Encaminhar todos os resultados obtidos no município, informados no campo "Observações" da requisição do GAL ou impressos.

São José dos Pinhais, 09 de outubro de 2017.

Elizabeth El Hajjar Droppa
Chefe da Divisão dos Laboratórios de
Epidemiologia e Controle de Doenças

Juliana Neves Bachim
Farmacêutica Seção de Imunologia

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ
UNIDADE GUATUPÉ